

Obrigado por adquirir o refratômetro de mão OPTi Digital Hand. Para garantir que o produto forneça muitos anos de serviço, siga as instruções nesse documento.

Para registrar seu instrumento com o fabricante e para imprimir o certificado de garantia, visite...

www.bellinghamandstanley.com

User Guide Code: 38-405'02PA

Visão geral do instrumento



Precauções de segurança

AVISOS

Sempre verifique a ficha de segurança do material relevante para uma amostra antes de aplicá-la ao refratômetro. Ao aplicar amostras nocivas em contato com a pele ou os olhos, utilize equipamento de proteção adequado. Evite a contaminação desnecessária do refratômetro mantendo as amostras na placa do prisma.

CUIDADO

Este refratômetro digital é um instrumento óptico de precisão e deve ser manuseado com cuidado. Não deixe-o cair ou submeta-o a pancadas fortes. A caixa do aparelho e as áreas do visor são construídas a partir de materiais plásticos que podem sofrer danos caso entrem em contato com solventes orgânicos agressivos. Por exemplo, evite o contato com solventes, como acetona e certos solventes aromáticos.

Mantenha o seu refratômetro limpo e evite a utilização ou armazenagem dele fora da faixa de temperatura especificada. Evite ambientes com poeira e alta umidade e a exposição prolongada à luz direta do sol. Utilize o estojo fornecido para proteger o instrumento.

Deteriorização ou perda do monitor pode indicar baixa carga da bateria ou baixa temperatura ambiente. Não utilize o instrumento quando a bateria estiver com pouca carga. Verifique e substitua as baterias conforme necessário.



Operação básica

Instalando as baterias

Remova a capa do compartimento de bateria girando os parafusos em sentido anti-horário. Antes de inserir a bateria, verifique se o compartimento esté limpo e seco e se o selo de cobertura está em ordem. Insira as baterias, verificando se suas polaridades estão corretas. Recoloque a capa girando os dois parafusos de retenção em sentido horário com a capa na posição apropriada.

É recomendada a utilização de baterias alcalinas para que haja uma menor frequência de substituição das mesmas.

OPTi OPTi+

Refratômetro de mão digital

Desembalando o instrumento

Verifique se todas as peças listadas abaixo estão no pacote e se não houve nenhum dano durante o transporte.

Lista de conteúdos

- 1 Refratômetro digital OPTi
- 2 Pilha alcalina AAA (LR03)
- 1 Pacote de guia do usuário línguas - IN, FR, DE, IT, PT-BR e ES
- 1 Estojo de proteção

Fazendo uma leitura

Antes de fazer uma leitura, limpe bem a superfície do prisma utilizando um solvente apropriado, por exemplo, água ou álcool metílico, dependendo da amostra a ser medida.

1. Encha a placa do prisma
2. Pressione READ – o visor ficará em branco
3. Após alguns segundos, a leitura será exibida
4. Após a obtenção de uma medida, a amostra deverá ser removida, e o prisma limpo

Calibragem zero

A calibragem zero é essencial para assegurar leituras precisas. Deve ser executada diariamente. Se possível, utilize água destilada. Se for utilizada água de torneira, lembre que a precisão da medição pode variar, dependendo da pureza da água.

1. Limpe e seque o prisma
2. Encha a placa de amostra com água
3. Espere um tempo suficiente para a estabilização da temperatura (normalmente, 10 segundos)
4. Pressione e MANTENHA PRESSIONADA a tecla ZERO por 4 segundos
5. O visor indicará “ooo” quando a calibragem for iniciada
6. Quando estiver concluída, o visor exibirá “000”

Lembre-se de manter pressionada a tecla ZERO por 4 segundos durante a calibragem

Recursos especiais

O refratômetro possui diversos recursos especiais que permitem configurar e verificar a forma como o instrumento funciona.

Definições

“-AGt-” Modo de teste

“-tSc-” Modo de seleção da escala de temperatura

Alterando a visualização da temperatura

O refratômetro pode ser configurado para exibir a temperatura em graus Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F)

1. Pressione e MANTENHA PRESSIONADA a tecla READ até aparecer a indicação OFF
2. Solte rapidamente a tecla READ
3. Pressione e SOLTE a tecla ZERO (“-AGt-” será exibido – consulte “Modo de teste AG”)
4. Pressione ZERO
5. “-tSc-” será exibido
6. Pressione READ até selecionar a escala de temperatura desejada
7. Pressione ZERO para selecionar o formato da temperatura exibida

Verificando o instrumento com uma solução de sacarose

O desempenho das medições do refratômetro pode ser verificado utilizando-se uma solução de sacarose (peso/peso) de concentração conhecida:

1. Execute uma calibragem zero
2. Encha a placa do prisma com a amostra
3. Espere um tempo suficiente para a estabilização da temperatura (normalmente, 10 segundos)
4. Pressione READ
5. Será considerado que o refratômetro está funcionando corretamente se a leitura for igual à concentração da solução de sacarose $\pm 0,2$ °Brix (ou o equivalente, para modelos não-Brix)

Se o instrumento estiver fora da especificação, repita o teste e, se necessário, contate o fabricante para obter mais instruções.

com água

Visualizando a temperatura

O refratômetro pode exibir a temperatura da última leitura:

1. Rapidamente, pressione e SOLTE a tecla ZERO
2. A temperatura será exibida na escala configurada (consulte “Alterando a visualização da temperatura”, na seção “Recursos especiais”)
3. NOTA: Se não tiver sido feita nenhuma leitura, o visor exibirá “--.°C” (ou °F, se esta escala estiver selecionada)

Alterando a escala de medição (apenas nos modelos OPTi Duo)

O refratômetro possui duas escalas de medição, conforme indicado no Certificado de Calibragem. A escala selecionada será indicada por um seta no visor. Para alterar a escala:

1. Pressione e MANTENHA PRESSIONADA a tecla ZERO
2. Em 3 segundos, PRESSIONE e SOLTE a tecla READ para percorrer as opções, até selecionar a escala de medição desejada

Para alterar a escala, é necessário manter a tecla ZERO pressionada. Se a tecla ZERO for pressionada por mais tempo que o necessário, será executada uma calibragem zero!

Verificando o instrumento usando o “Modo de teste AG”

Como alternativa ao uso de uma solução à base de sacarose com vida útil limitada, o refratômetro pode ser verificado utilizando-se um Fluido AG de “longa vida útil”. Contudo, uma vez que o Fluido AG tem a sacarose como base, não poderá ser corrigido para a temperatura utilizando a compensação ICUMSA (sacarose), e por isso o refratômetro incorpora um “Modo de Teste” especial, para facilitar o uso dos Fluidos AG da seguinte forma:

1. Execute uma calibragem zero
2. Pressione e MANTENHA PRESSIONADA a tecla READ até aparecer a indicação OFF
3. Solte rapidamente a tecla READ
4. Pressione e SOLTE a tecla ZERO - “-AGt-” será exibido (este é o “Modo de Teste AG”)
5. Pressione a tecla READ (“-AGt-” começará a piscar)
6. Encha a placa do prisma com o Fluido AG
7. Espere um tempo suficiente para a estabilização da temperatura (normalmente, 10 segundos)
8. Pressione READ (o instrumento alternará entre o resultado e “-AGt-”, indicando que está no “Modo de Teste”)
9. Será considerado que o refratômetro está funcionando corretamente se a leitura for igual à concentração do Fluido AG $\pm 0,2$ °Brix
10. Desligue o instrumento para SAIR do Modo de Teste. Se o instrumento estiver fora da especificação, repita o teste e, se necessário, contate o fabricante para obter mais instruções.

Este símbolo é um indicador internacionalmente acordado de que o produto que o apresenta não deve ser descartado como lixo comum ou lixo que pode acabar em aterros sanitários, mas deve ser enviado para processamento especial e/ou reciclagem nos países onde a legislação pertinente e as instalações estão em vigor.

Compensação automática de temperatura*1

A compensação automática de temperatura corrigirá as leituras das soluções de água e sacarose a 20 °C. Elas seguem as tabelas de correção ICUMSA 1978 publicadas que cobrem os intervalos de 10 a 40°C e de 0 a 80° Brix e foram expandidas para cobrirem de 5 ta 70°C utilizando dados adicionais. Embora a correção seja especificamente aplicável às soluções puras de sacarose, ela também é válida para muitos produtos alimentícios com base em açúcar. No entanto, deve ser salientado que os valores de correção podem ser inadequados para outros produtos que não tenham como base o açúcar. Por isso, é necessário um cuidado redobrado com essas amostras.

*1 Os modelos que não possuem compensação de temperatura ou com uma outra compensação de temperatura que não a de açúcar ICUMSA serão claramente identificados no certificado de calibragem do instrumento fornecido com o produto.

Mensagens de erro

Para atingir o máximo desempenho do refratômetro, é essencial que haja cuidado com a limpeza do instrumento e a aplicação da amostra no prisma. A concentração da amostra pode variar consideravelmente da superfície para o centro de uma massa em uma proveta, colher ou espátula. A evaporação pode causar uma deriva considerável a menos que cuidados sejam tomados.

H _i	L _o	Amostra medida fora da faixa. Amostra muito baixa ou alta, ou com volume insuficiente
t _L	t _H	Temperatura muito baixa ou alta
		Bateria com pouca carga
		Luz ambiente excessiva ou amostra insuficiente
-.-C/F		Nenhuma temperatura registrada
-AGt-/40.1 (Alterna)		Modo de Teste AG ativo

Garantia e atendimento ao cliente

Esse refratômetro possui garantia de 12 meses após a data de compra contra qualquer defeito de fabricação. Já que esse refratômetro é um instrumento ótico de precisão, deve-se tomar cuidado para assegurar que o armazenamento, manuseio e utilização estejam corretos. A falha nesses procedimentos pode invalidar a garantia do instrumento. Entre em contato com o seu fornecedor para mais detalhes.

www.bellinghamandstanley.com

Declaração de conformidade

Em conformidade com ISO/IEC 17050-1 & 2 : 2004 Bellingham + Stanley declara que o Refratômetro Manual Digital OPTi (todos os modelos) *cumpre os seguintes requisitos técnicos:*

EMC	Emissões EN 61326-1:2006 AS/NZS CISPR 11 FCC/CFR 47:Part 15 Canadian Standard ICES-003:Issue 4	CISPR 11:2003, Class B CISPR 11:2003, Class B ANSI C63.4:2003, Class B CISPR 22:1997 inc A2:2003
	Imunidade EN 61326-1:2006 EN 61326-1:2006	IEC 61000-4-2:1995 inc A2:2001 IEC 61000-4-3:2002 & 2006

Informações complementares. Este produto cumpre os requisitos da Diretiva de EMC 2004/108/EC.

Especificação geral

Prisma e placa		Física	
Material da placa	aço inoxidável 316	Cumprimento	115 mm
Selo do prisma	Borracha Silcon e Viton	Largura	54 mm
Material do prisma	Vidro ótico	Altura	30 mm
Superfície de amostra	8 mm de diâmetro	Peso	85 g (sem as baterias)
Estrutura		Temperatura	
Material	Acrlonitrila butadieno estireno	Armazenamento	-10 a 60°C
Classificação IP	Resistente a água IP65	Operação	5 a 40°C
Humidade relativa	95% HR	Medição Brix de	5 a 60°C
		Medição em outra escala de	5 a 40°C

Detalhes do fabricante


Bellingham + Stanley Ltd.
Longfield Road, Tunbridge Wells, Kent, TN2 3EY, UK.

sales.bs.uk@xylem-inc.com
www.bellinghamandstanley.com




Guia de Início Rápido


Instalando as baterias




Calibragem zero




Fazendo uma leitura



Alterando a escala de medida (apenas nos modelos OPTi Duo)



Visualizando a temperatura da medição



Desligando



Detalhes do fabricante